

食事オーダ21で入院患者の食事をスクリーニング

食事オーダ21は、入院患者様の食事オーダリング機能です。病棟と連動して動作します。病院の職員の皆様が簡単に運用できるシステムです。

食事オーダ21の導入メリット

- ・各一つの画面で食事の登録、継続、食止、変更、復食および取消が可能となります。
- ・併用食オーダも可能です。
- ・病棟や各部門と連動で動作していますので、各病棟から栄養科への食事箋提出の廃止実現。
- ・食事の締切管理ができることで運用の効率化と実用化が高めます。
- ・食札の印刷機能で手書き食札からの解放

Webインターフェースだから
簡単!! 便利!! 低コスト!!
さらに柔軟性がある
ことが
最大のポイントです!!!

4A病棟、2008年8月1日(金)食札

パン			おかゆ		
常食A(1800)	注意 豆腐嫌い	禁忌 牛乳禁	糖尿病性腎症長 A(1400)	注意	禁忌 生食禁
主 パン 200g			主 全粥 200g		
副 きざみ			副 ミキサー		
満口 ○○	33歳	女	陌間 ○○	69歳	女
4A病棟	401号室1番		4A病棟	402号室4番	
パン			おかゆ		
常食A(1800)	注意 さば嫌い	禁忌 卵アレルギー 牛乳禁	大腸検査食(770)	注意	禁忌 乳製品禁
主 パン 200g			主 全粥 100g		
副 きざみ			副 みじん		
サツカワ ○○	51歳	女	伊藤 ○○	84歳	女
4A病棟	401号室2番		4A病棟	403号室1番	

病棟、栄養科および関連部分
関は直結で動作していますの
で、食事管理の効率アップ!

献立管理、食数管理、食札印刷、
配膳先印刷、食事締切管理、
栄養指導、食事加算などは
簡単にマスターします!

食事箋入力、複数の食事選択、食事履歴及び食事オーダを纏めて一つの画面に表示しますので、食事の追加、継続、止め、復食もしくは取消などの処理は明確かつ簡単に操作出来ます。

The screenshot displays a comprehensive interface for managing patient meals. At the top, it shows patient details such as name (00014712), age (78), sex (female), and room number (403). Below this, there are sections for 'Meal History' (食事履歴) and 'Meal Selection' (食事選択). The 'Meal Selection' section includes dropdown menus for meal type (e.g., '常食A'), portion size, and specific food items. There are also checkboxes for various restrictions and preferences. The interface is designed to be user-friendly and efficient for hospital staff.

本システムの主な機能

- 1、様々な食事オーダを管理出来ます
- 2、同時に複数の食事が登録できます。
- 3、食種ごとの栄養素の設定と表示ができます。
- 4、患者のカロリーを計算するための参考情報を表示できます。
- 5、食事オーダ履歴表示は可能です。
- 6、食事制限やコメントなどの記録も可能です。
- 7、オーダの締切り時間の管理ができます。
- 8、病床管理と看護支援との連動

患者基本情報(病名を含む)、患者の身長、体重及びBMIなどの情報、食事メニュー選択(同時に複数食選択可能)、食事制限、コメント、食べる場所と食器の選択、食事履歴及び履歴の詳細

特徴

1、Webベースの食事管理システム

Webベースの特徴を生かして開発されたシステムなので、操作は簡単、導入時も手間や面倒なことは一切かかりません。

2、優れた操作性を実現

入力操作は、全てブラウザの画面操作します。マウス及びキーボードのどちらからでも操作ができますので、はじめてコンピュータを使用される方でも簡単に操作できます。

3、充実した基本機能で、業務の効率化を支援

食事の素材から食種、食形態及び献立の作成機能を始め、毎日の食数管理、食札印刷、配膳先印刷、食事締切管理、栄養指導、食事加算などの機能で病院の食事管理業務をサポートします。

4、DO機能

既にオーダ済みの食事を、今回指示として簡易に複写を行える。1食事帯、1日単位、指定期間単位の複写を行うことができる。

5、禁止事項、食事制限、付加食品が登録できます

食事の選択時にオーダごとに禁止事項、食事制限及び付加食品の登録ができます。

6、食札はカラー印刷に対応します

食札はカラー印刷できます。PDF形式なので、専用プリンターなくても印刷可能です。また、各食種に於いてカラー設定が行えます。

7、セキュリティとアクセス権限管理

システムのセキュリティを向上するため、利用者に対してアクセス権限を設けています。また、セキュリティ対応として操作ログは記録されます。

8、病床管理と看護支援との連動

看護支援、病床管理などの連携により下記の食事オーダ管理はスムーズに行われることができます。

・病棟からの食事選択及び登録、継続、変更、止め、復食、取消

・食事オーダの締切時間を設け、各病棟からの食事オーダを登録する際に、自動的にチェックを行い、より正確な食数を管理することができます。

・ベッドサイトで食事摂取情報を記録、その実績を直接に患者食事の実施結果に反映します。

・栄養指導の連動ができます。

医師からの指示や依頼の栄養指導を取りまとめた結果を栄養システムに送ります。

機能

1、様々な食事オーダを管理出来ます

入院時、外出・外泊時、検査や手術前及び退院時の食事オーダの新規作成、継続、変更、食止め、復食など様々な食事種類やタイミングに対応します。

2、同時に複数の食事が登録できます

一般食 + 治療食などを同時に登録出来ます。

3、食種ごとの栄養素の設定と表示ができます

各食種に含まれている熱量(Kcal)、蛋白質(g)、脂質(g)、糖質(g)、水分(ml)、塩分(g)などの設定と表示が出来ます

4、患者のカロリーを計算するための参考情報を表示できます

患者の身長、体重、標準体重(kg)、生活強度、BMI、基礎代謝量、摂食カロリー、生活強度などが表示できます。病名も同じ画面に表示します。

5、食事オーダ履歴表示

患者の過去と現在の食事オーダ履歴はカレンダー式で画面に表示しています。食事オーダの新規追加や継続するときに、簡単に参照できます。

6、食事制限やコメントなどの記録も可能です

患者の病状により、食事制限や禁食などの記録は可能です。記録した内容は栄養科で食事を作成する際に参考します。

7、オーダの締切り時間の管理ができます

食事タイミングの締切り時間の設定ができます。食事オーダを行う際に設定している締切り時間のチェックができます。

使用環境

- 1、H/W:PC (メモリ:1G以上)
- 2、O/S:Windows2003, Linux, IBM AIX
- 3、Javaサーバアプリケーション:Tomcat 6.X
- 4、DataBase:PostgreSQL8.X, DB2 8.X, 9.X
- 5、JRE:6.X以降

ご利用前提条件

特にありません

本製品に関する詳細情報は、下記にてお問合せ下さい。

GIS 開発元:株式会社ジー・アイ・エス

A Solution Company

東京都新宿区西新宿5-1-18アーバンホワイトハウス
305

<http://www.gisnet.co.jp>

RAD ラジエンスウェア株式会社
RADIANCE WARE

▼営業企画部

埼玉県児玉郡上里町堤696-7

TEL: 0495-35-0081 FAX: 0495-35-0075

デモ依頼に伴い収集する個人情報の取扱いと保護についての告知文

ラジエンスウェア株式会社（以下、当社）は、デモ依頼申込に伴いお客様から収集する個人情報の重要性を認識し、以下に記載する告知文の内容に準拠し、細心の注意をもって管理を行い、適切な取扱い及び保護に努めます。

(1)個人情報の収集と利用について

当社は、デモ依頼申込を通じて、本人への連絡のためにお客様の個人情報を収集しております。この目的以外に利用することはありません。

(2)個人情報の第三者提供について

当社は、法令等による要請による場合を除き、収集したお客様の個人情報を第三者に提供することはありません。

(3)個人情報を提供される際の留意点

ご自分の個人情報を提供されるか否か、及び、どの個人情報を提供し、どの個人情報を提供しないかについては、応募者様のご意思にお任せいたします。

(4)個人情報に関するお問い合わせ、及びご請求について

お客様はご自分の個人情報について、当社に対して下記のお問い合わせ、並びにご請求をすることができます。

- 1.当社がお客様の個人情報を所有しているか否かについてのお問い合わせ。
- 2.当社がお客様の個人情報を所有している場合には、その内容についてのお問い合わせ。
- 3.当社が所有しているお客様の個人情報に誤りがある場合には、訂正または削除のご請求。
- 4.当社が所有しているお客様の個人情報の利用又は第三者への提供の停止のご請求。

（但し、当社はお客様の個人情報を第三者の提供することは行っておりません。）

5.上記1から4のお問い合わせ並びにご請求をされる場合には、下記にご連絡いただけますようお願いいたします。

個人情報問合せ窓口係

電話： 0495-35-0081(平日 9:00～17:00)

e-mail：info@radianceware.co.jp

デモンストレーション依頼用紙

デモ依頼をご検討いただき、ありがとうございます。下記にご記入の上、
FAXにてお申し込みください。

医療機関名	
お名前	
ご住所	
お電話番号	

デモンストレーション希望機器（ にチェックを入れてください）

日医標準レセプトソフト(ORCA)

電子カルテ Future Clinic 21

画像ファイリング

その他()

希望日

第一希望日 : 月 日 午前 時頃 ・ 午後 時頃

第二希望日 : 月 日 午前 時頃 ・ 午後 時頃

第三希望日 : 月 日 午前 時頃 ・ 午後 時頃

ラジエンスウェア株式会社 FAX：0495-35-0075